

capítulo 4

para una correcta y segura aplicación de Cavislim

Para una correcta y segura aplicación de Cavislim debe tener en cuenta los siguientes tiempos de aplicación:

- Por zona de trabajo:
Máximo 15 minutos.

Entendemos por "zona de trabajo" cada una de las partes de nuestro cuerpo donde podemos aplicarnos CAVISLIM. Las distintas zonas de trabajo son: brazos, abdomen, flancos, caderas, interior de muslos e interior de rodilla.

Ej: en una misma sesión se podrá realizar la aplicación de Cavislim durante 15 minutos en flancos y 15 minutos en brazos. Pero, por ejemplo, NUNCA debería realizarse en un mismo día una sesión de 30 minutos de aplicación sólo en flancos.

- Por sesión:
Máximo 30 minutos.

Entendemos por sesión la aplicación de CAVISLIM en un mismo día en 2 zonas de trabajo diferentes (máximo de 15 minutos por zona).

- Entre sesiones:
Mínimo de 72 horas.

Entendemos por "entre sesiones" el tiempo que debe transcurrir entre sesión y sesión.

Ej: en una semana, una planificación de sesiones (la máxima) sería: lunes, jueves y domingo.

- Cada 20 sesiones:
se deberá descansar durante 3 semanas.

Tras ese periodo se podrá repetir completamente el primer tratamiento, o bien comenzar el programa de mantenimiento.

- Sesiones de mantenimiento:

Depende de cada individuo, pero una sesión al mes sería suficiente.

capítulo 5

ES

preguntas frecuentes sobre Cavislim

¿Qué es la cavitación?

La cavitación es una técnica no invasiva (sin cirugía) para moldear el cuerpo que reduce volumen eliminando la celulitis y los depósitos de grasa localizada en abdomen, caderas, flancos, brazos, cara interna de muslos y rodillas.

¿Qué ventajas tiene sobre otros métodos?

La ventaja fundamental es que podemos elegir las zonas determinadas del cuerpo que queremos trabajar. Se puede decir que es una tecnología que nos permite trabajar la celulitis de forma selectiva.

¿Es la cavitación dolorosa?

El uso de Cavislim nunca debe provocar dolor.

¿Es normal escuchar un pequeño zumbido en los oídos durante el uso de Cavislim?

Sí, algunos usuarios es posible que perciban un pequeño zumbido durante su aplicación.

¿Se puede utilizar en todas las partes del cuerpo?

No se puede aplicar en todas las partes del cuerpo. En ningún caso se debe aplicar sobre cabeza o cara, cuello, senos, zona torácica, ombligo, antebrazo, articulaciones, genitales, espalda, tobillos, ni ganglios.

¿Con Cavislim se pierde peso o volumen?

Cavislim elimina los cúmulos de materia grasa los cuales tienen peso y, al mismo tiempo, fruto de su desaparición nuestro cuerpo pierde volumen.

¿Es Cavislim efectivo con la "piel de naranja"?

Sí, Cavislim es eficaz con la "piel de naranja" al destruirse las células adiposas causantes del almacenamiento de grasa.

¿Cavislim sirve para quitar las arrugas?

Cavislim no es un sistema creado para la eliminación de arrugas.

¿Se puede usar Cavislim en la cara?

No se debe utilizar nunca Cavislim en la cara u ojos.

¿Con cuántas sesiones se empiezan a ver los resultados?

Se deberían observar resultados a partir de las primeras cinco sesiones, sin embargo los resultados pueden variar dependiendo del sujeto.

¿Cuántos días debe esperarse entre sesión y sesión?

Se recomienda dejar 72 horas entre sesión y sesión.

¿Vuelve a aparecer la celulitis tras utilizar Cavislim?

Aunque Cavislim asegura eficacia y durabilidad a lo largo del tiempo no podemos garantizar que no vuelva a aparecer. Para evitar la nueva aparición de celulitis se recomienda una dieta equilibrada, la practica regular de ejercicio físico y sesiones de mantenimiento con Cavislim.

¿Tiene efectos secundarios?

Si usted está sano, Cavislim no tiene ningún efecto secundario descrito, sin embargo en algunas personas puede producir un enrojecimiento en la piel que puede durar unas 2 horas.

¿Es necesario combinar Cavislim con alguna dieta?

No es necesario seguir ninguna dieta especial, sin embargo es altamente recomendable llevar una alimentación equilibrada e hidratarse convenientemente.

¿Cuánto agua debo beber?

Es imprescindible comenzar a hidratarse dos horas antes de aplicar Cavislim. También después de la finalizar es aconsejable seguir hidratándose. Se recomienda ingerir un mínimo de 2 litros durante estos periodos ya que ayuda a la eliminación de toxinas.

¿Es necesario combinar Cavislim con la práctica deportiva?

No es estrictamente necesario, pero la práctica durante al menos 30 minutos de alguna actividad física potencia los resultados al ayudar al drenaje de líquidos.

¿Qué prácticas deportivas se complementan con Cavislim?

La plataforma vibratoria es el complemento ideal por sus cualidades tonificantes y drenantes. Pero si no tiene acceso a la plataforma, un paseo, bicicleta estática, natación u otro ejercicio aeróbico realizado durante un mínimo de 30 minutos son de gran ayuda.

¿Cómo puedo potenciar los efectos de Cavislim?

Conjugando una dieta equilibrada con la practica habitual de deporte. Además los masajes de drenaje son de gran ayuda.

¿Puedo utilizar Cavislim sin aplicar gel?

Nunca, ya que el gel actúa como agente conductor de los ultrasonidos a su cuerpo. Si no utilizamos gel la aplicación de Cavislim pierde su efectividad y la máquina puede resultar seriamente dañada.

¿Puedo utilizar cualquier tipo de gel?

Recomendamos utilizar únicamente gel TECNOVITA by BH ya que el uso de cualquier otro podría dañar la maquina.

¿Cuándo esta contraindicado el uso de Cavislim?

- si se encuentra embarazada o cree estarlo
- si se encuentra en periodo de lactancia
- tratamientos de fertilidad
- si presenta cardiopatía de cualquier tipo
- si tiene problemas dermatológicos
- osteoporosis
- fibromialgia

- tumores malignos
- hipertensión
- niveles de colesterol altos
- insuficiencia renal
- insuficiencias físicas
- implantes metálicos o prótesis
- malformaciones físicas
- epilepsia
- tratamiento prolongado con medicamentos: antiinflamatorios, anticoagulantes, antibióticos o antihistamínicos
- depresión
- tratamiento psiquiátrico o psicológico
- problemas hepáticos (hígado graso)...
- colon irritable

¿Puedo utilizar Cavislim si estoy embarazada?

No debe nunca usar Cavislim si está embarazada o cree estarlo

¿Puedo usar Cavislim durante la lactancia?

No utilizar durante el periodo de lactancia

¿Puedo aplicar Cavislim en los senos?

Nunca se debe aplicar sobre los senos

¿Puedo utilizar Cavislim durante la menstruación?

No es recomendable su aplicación durante ese periodo sobre la zona abdominal ya que puede producir un aumento del sangrado. Sin embargo puede aplicarse en otras zonas

¿Puedo usar Cavislim llevando DIU?

Sí

¿Puede afectar Cavislim a mis niveles de colesterol?

El uso de Cavislim puede aumentar sus índices de colesterol

¿Se puede usar Cavislim con afecciones de piel?

No se debe utilizar si tiene alguna afección en la piel. Consulte a su médico

¿Puedo usar Cavislim si tengo implantes de oído?

No se debe utilizar en caso de tener implantes

¿Puedo usar Cavislim cuando me estoy bañando o duchando?

Bajo ningún concepto el manipulador ni la máquina deben entrar en contacto con el agua ya que existe el riesgo de shock eléctrico

¿Cómo debo limpiar Cavislim y el manipulador?

Para limpiar Cavislim o el manipulador, nunca los sumerja en agua. Utilice un paño ligeramente humedecido con agua.